


Anti-Slc12A6 다클론 항체, If/Icc · Elisa용 - Q9Uhw9

품목 번호: CM0029643



소개

인간 SLC12A6/KCC3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. IF/ICC 및 ELISA에서 유효성이 검증되었으며, 세포 용적 조절 및 칼륨-염화물 공동수송 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC12A6 토끼 pAb
비고/별칭	KCC3; ACCPN; KCC3A; KCC3B; CMT2II; SLC12A6
종	인간
유전자ID (인간)	9990
유전자ID	9990
면역원	인간 SLC12A6 (NP_598408.1)의 아미노산 60-190에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UHW9
단백질 분자량	128kDa
배송	아이스백