

Wb, Elisa용 Anti-Slc12A7 다클론 항체 - Q9Y666

품목 번호: CM0017081



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 SLC12A7 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 랫드에 반응합니다. 이온 항상성과 청각에 관여하는 K-Cl 공동수송체 KCC4를 표적으로 합니다. IVD 분석법 개발 및 생의학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC12A7 토끼 pAb
비고/별칭	KCC4; SLC12A7
종	인간
GeneID (인간)	10723
면역원	인간 SLC12A7(NP_006589.2)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y666
단백질 분자량	119kDa
배송	아이스백