


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Slc14A1 토끼 단클론 항체 - Q13336

품목 번호: CM0007406



소개

인간 SLC14A1(요소 수송체 1, JK 혈액형 항원)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 적혈구 및 신장 집합관에서 요소 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC14A1 토끼 mAb
비고/별칭	JK; UT1; UTE; HUT11; Jk(a); Jk(b); RACH1; RACH2; UT-B1; HUT11A; HsT1341; SLC14A1
종	인간
유전자ID (인간)	6563
유전자ID	6563
면역원	인간 SLC14A1 아미노산 289-389 내 서열에 해당하는 합성 펩티드. (NP_056949.4)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13336
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스백