


Anti-Slc16A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Mct8) For Wb, Elisa - P36021

품목 번호: CM0027074



소개

인간 SLC16A2/MCT8를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스 및 래트 조직과 반응하며, 60kDa 밴드를 검출합니다. 갑상선 호르몬 수송 및 MCT8 결핍 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC16A2 Rabbit pAb
비고/별칭	AHDS; MCT7; MCT8; XPCT; MCT 7; MCT 8; MRX22; DXS128; DXS128E; SLC16A2
종	인간
GeneID (인간)	6567
GeneID	6567
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P36021
단백질 무게	60kDa
배송	아이스백