

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Slc16A3/Mct4 토끼 단클론 항체 - O15427

품목 번호: CM0009878

소개

CamelBio는 WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증된 항-SLC16A3/MCT4 토끼 단클론 항체(O15427)를 제공합니다. 본 항체는 모노카르복실레이트 수송체 4를 표적으로 하며 젖산 대사 및 암 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC16A3/MCT4 토끼 mAb
비고/별칭	MCT3; MCT4; MCT 3; MCT 4; MCT-3; MCT-4
종	인간
GeneID (인간)	9123
GeneID	9123
면역원	재조합 단백질; 인간 SLC16A3/MCT4 (NP_004198.1)의 아미노산 410-465에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O15427
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스 팩