

Wb 및 Elisa용 Anti-Slc16A4 Rabbit Polyclonal Antibody - O15374

품목 번호: CM0013200

소개

인간 SLC16A4 (MCT4/5)에 대한 토끼 다클론 항체로, 단일카복실산 운반체입니다. 인간 및 쥐에서 반응성을 보이며 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 막단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부사항
제품명	SLC16A4 Rabbit pAb
비고/별칭	MCT4; MCT5; SLC16A4
종	인간
유전자 ID	9122 (인간)
면역원	인간 SLC16A4 (NP_004687.1)의 아미노산 388-487에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	O15374
단백질 무게	54 kDa
배송	아이스백