

Anti-Slc16A4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O15374

품목 번호: CM0030399

소개

인간 SLC16A4 (MCT4/MCT5)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블랏 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 단카르복실산 수송체 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC16A4 Rabbit pAb
비고/별칭	MCT4; MCT5; SLC16A4
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9122
GeneID	9122
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O15374
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)