

Anti-Slc16A7 (Mct2) 폴리클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - O60669

품목 번호: CM0015439



소개

인간 SLC16A7/MCT2에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 쥐 샘플에서 monocarboxylate transporter 2를 검출합니다. 대사 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	SLC16A7 Rabbit pAb
비고/별칭	MCT2; SLC16A7
종	인간
GeneID (인간)	9194
GeneID	9194
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	O60669
단백질 무게	52kDa
배송	아이스백