

Anti-Slc16A7 (Mct2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O60669

품목 번호: CM0026065



소개

인간 SLC16A7 (MCT2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 쥐와 교차 반응합니다. 대사 및 암 연구에서 내인성 단카르복실산 수송체 검출을 위해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC16A7 Rabbit pAb
비고/별칭	MCT2; SLC16A7
종	인간
유전자 ID (인간)	9194
면역원	인간 SLC16A7 (NP_001257551.1)의 아미노산 379-478에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	O60669
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백