


Anti-Slc17A5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nra2

품목 번호: CM0017063



소개

인간 SLC17A5 (Sialin)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 리소좀 수송 및 시알산 대사 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SLC17A5 Rabbit pAb
비고/별칭	SD; AST; NSD; SLD; ISSD; VEAT; SIASD; SIALIN; SLC17A5
종	인간(Human)
GeneID	26503
면역원	인간 SLC17A5 (NP_036566.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9NRA2
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 백(Ice bag)