

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Slc17A6 토끼 다클로날 항체 - Q9P2U8

품목 번호: CM0016475

소개

SLC17A6/VGLUT2를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역침전-형광법, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 시냅스 소포 및 신경전달물질 수송 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC17A6 Rabbit pAb
비고/별칭	DNPI; VGLUT2; SLC17A6
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	57084
GeneID	57084
면역원(Immunogen)	인간 SLC17A6 (NP_065079.1)의 아미노산 500-582 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	Q9P2U8
단백질 분자량	64 kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)