

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Slc17A7 폴리클론항체 - Q9P2U7

품목 번호: CM0014620

소개

사람과 마우스에서 WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-SLC17A7 토끼 폴리클론항체. 신경과학 연구를 위한 시냅스 소포 글루탐산 수송체 1(VGLUT1)을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC17A7 Rabbit pAb
비고/별칭	BNPI, VGLUT1, SLC17A7
종	사람
유전자 ID	57030
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q9P2U7
단백질 무게	62kDa
배송	아이스백