


If-P, Ihc-P, Elisa용 Slc18A3 토끼 다클론 항체 - Q16572

품목 번호: CM0020130



소개

IF-P, IHC-P, ELISA용으로 검증된 SLC18A3(VACHT) 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 콜린성 신경전달 및 시냅스 소포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC18A3 토끼 pAb
비고/별칭	CMS21; VACHT; SLC18A3
종	사람
GeneID(사람)	6572
GeneID	6572
면역원	사람 SLC18A3(NP_003046.2)의 아미노산 473-532에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q16572
단백질 중량	57kDa
배송	아이스팩