


Anti-Slc19A1 (환원 엽산 수송체) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P41440

품목 번호: CM0012921



소개

인간 SLC19A1(환원 엽산 수송체)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 엽산 수송, 메토트렉세이트 흡수, 사이클릭 디뉴클레오타이드 면역 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC19A1 Rabbit pAb
비고/별칭	RFC; CHMD; FOLT; IFC1; REFC; RFC1; hRFC; IFC-1; MEGAF; RFT-1; hSLC19A1; SLC19A1
종	인간
유전자 ID (인간)	6573
면역원	인간 SLC19A1 (NP_919231.1)의 아미노산 452-591에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P41440
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백