


웨스턴 블롯, If-P, Elisa용 Anti-Slc1A1 Rabbit Polyclonal Antibody - P43005

품목 번호: CM0030452



소개

웨스턴 블롯, 면역형광법(IF-P), ELISA에 대해 검증된 Rabbit polyclonal anti-SLC1A1/EAAT3 항체입니다. 인간, 마우스, 래트의 excitatory amino acid transporter 3을 검출합니다. 신경과학, 신장, 산화 스트레스 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC1A1 Rabbit pAb
비고/별칭	DCBXA; EAAC1; EAAT3; SCZD18; hEAAC1; SLC1A1
종	인간
GeneID (Human)	6505
GeneID	6505
면역원	인간 SLC1A1 (NP_004161.4)의 아미노산 430-524 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P43005
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백