


웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Slc1A4 폴리클로날 항체 - P43007

품목 번호: CM0016223



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 검증이 완료된 SLC1A4(ASCT1, SATT) 표적 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 아미노산 수송 및 신경계 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	SLC1A4 Rabbit pAb
비고/별칭	SATT, ASCT1, SPATCCM, SLC1A4
종	인간
GeneID (인간)	6509
GeneID	6509
면역원	인간 SLC1A4 (NP_003029.2)의 아미노산 140-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P43007
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백