


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Slc1A4 다클론 항체 - P43007

품목 번호: CM0025337



소개

인간 중성 아미노산 수송체 ASCT1을 표적으로 하는 토끼 항-SLC1A4 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. D-세린 항상성 및 아미노산 수송 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC1A4 토끼 pAb
비고/별칭	SATT; ASCT1; SPATCCM; SLC1A4
종	인간
유전자 ID	6509
면역원	인간 SLC1A4 (P43007)의 아미노산 400-500 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P43007
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스 팩