


Wb 및 Elisa용 Anti-Slc1A5 Rabbit Polyclonal Antibody - Q15758

품목 번호: CM0015377



소개

고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 인간 SLC1A5(ASCT2)를 표적하며 Western blot 및 ELISA에 적합하고, 쥐와의 교차 반응성을 보입니다. 글루타민 수송, 암 대사 및 바이러스 수용체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC1A5 Rabbit pAb
비고/별칭	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VS1; SLC1A5
종	인간
GeneID	6510 (인간)
면역원	인간 SLC1A5(NP_005619.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q15758
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백