


Wb, Elisa용 Anti-Slc1A5 Rabbit Polyclonal Antibody - Q15758

품목 번호: CM0028724



소개

인간 SLC1A5(ASCT2)에 대한 고친화도 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차반응성을 보입니다. 중성 아미노산 수송 및 대사 신호 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	SLC1A5 Rabbit pAb
비고/별칭	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VSI; SLC1A5
종	인간
유전자 ID (인간)	6510
유전자 ID	6510
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15758
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백