

Wb 및 Elisa용 항Slc1A6 토끼 다클론 항체 - P48664

품목 번호: CM0028024

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 고품질 항SLC1A6 토끼 다클론 항체입니다. 소뇌 퍼킨je 세포에 필수적인 글루탐산 수송체인 인간 및 생쥐 EAAT4를 검출합니다. 신경과학 및 수송체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | SLC1A6 토끼 pAb                                                          |
| 비고/별칭      | EAAT4; SLC1A6                                                          |
| 종          | 인간                                                                     |
| 유전자ID (인간) | 6511                                                                   |
| 유전자ID      | 6511                                                                   |
| 면역원        | 인간 SLC1A6 (NP_001259016.1)의 아미노산 155-265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 공급원        | 토끼                                                                     |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                                 |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                              |
| 교차 반응성     | 인간, 생쥐                                                                 |
| SWISS      | P48664                                                                 |
| 단백질 분자량    | 62kDa                                                                  |
| 배송         | 아이스 팩                                                                  |