

Wb 및 Elisa용 Anti-Slc1A7 토끼 다클로날 항체 - O00341

품목 번호: CM0014749

소개

인간 SLC1A7 (EAAT5)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 교차 반응성을 나타냅니다. 글루탐산 수송체 및 망막 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC1A7 Rabbit pAb
비고/별칭	AAAT; EAAT5; SLC1A7
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	6512
GeneID	6512
면역원(Immunogen)	인간 SLC1A7 (NP_006662.3)의 아미노산 480-560에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	O00341
단백질 분자량	61kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)