

Anti-Slc1A7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O00341

품목 번호: CM0024042

소개

SLC1A7(EAAT5)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었으며, 마우스와의 교차 반응성을 보입니다. 글루타메이트 수송 및 시냅스 억제에 관한 망막 및 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC1A7 Rabbit pAb
비고/별칭	SLC1A7; AAAT; EAAT5; solute carrier family 1 member 7
종	인간
유전자 ID (인간)	6512
유전자 ID	6512
면역원	인간 SLC1A7 (NP_006662.3)의 아미노산 480-560에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	O00341
단백질 분자량	17kDa/60kDa
배송	아이스백