

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Slc20A1 다클론 항체 - Q8Wum9

품목 번호: CM0024883

소개

WB, IF/ICC, ELISA에 검증된 SLC20A1 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐를 검출합니다. 석회화 및 레트로바이러스 수용체 연구와 관련된 나트륨 의존성 인산 수송체 1입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC20A1 토끼 pAb
비고/별칭	PIT1; GLVR1; PiT-1; Glvr-1; SLC20A1
종	사람
유전자 ID (사람)	6574
유전자 ID	6574
면역원	사람 SLC20A1 (NP_005406.3)의 아미노산 257-356에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q8WUM9
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스 팩