

Wb 및 Elisa용 Anti-Slc20A2 폴리클로날 항체 - Q08357

품목 번호: CM0028165

소개

SLC20A2 (PiT-2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫트에 대한 교차 반응성이 확인되었으며 WB 및 ELISA에 적합합니다. 인산 수송, 뼈 광화 및 레트로바이러스 진입 연구에 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC20A2 Rabbit pAb
비고/별칭	PIT2; RAM1; GLVR2; IBGC1; IBGC2; IBGC3; MLVAR; PIT-2; Ram-1; GLVR-2; SLC20A2
종	사람(Human)
GeneID (사람)	6575
GeneID	6575
면역원	사람 SLC20A2 (NP_001244110.1)의 아미노산 235-485에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q08357
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백