


Wb, Elisa용 항Slc22A11 토끼 다클론 항체 - Q9Nsa0

품목 번호: CM0028454



소개

WB, ELISA에서 검증된 항SLC22A11 토끼 다클론 항체(OAT4)입니다. 태반/신장 유기음이온 수송체인 인간, 마우스, 래트 SLC22A11을 검출하며, 수송 연구 및 신장 재흡수, 태반 스테로이드 교환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC22A11 토끼 pAb
비고/별칭	OAT4; hOAT4; SLC22A11
종	인간
유전자ID (인간)	55867
유전자ID	55867
면역원	재조합 단백질 인간 SLC22A11 (NP_060954.1)의 아미노산 40-140번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NSA0
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백