


Wb 및 Elisa용 Anti-Slc22A2 (Oct2) 폴리클론항체 - O15244

품목 번호: CM0025390



소개

인간 SLC22A2/OCT2 유기 양이온 수송체를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증됨; 쥐와 교차 반응. 약물 제거, 신경전달물질 수송 및 폴리아민 경로 연구에 이상적. 예측 분자량 63kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC22A2 Rabbit pAb
비고/별칭	OCT2; SLC22A2
종	인간
유전자 ID (인간)	6582
유전자 ID	6582
면역원	인간 SLC22A2 (NP_003049.2)의 아미노산 44-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	O15244
단백질 무게	63kDa
배송	아이스백