


Anti-Slc22A3/Oct3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O75751

품목 번호: CM0003694



소개

재조합 토끼 단일클론성 anti-SLC22A3/OCT3 항체로 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간 및 마우스의 용질 운반체 패밀리 22 구성원 3(O75751)을 검출하며, 이는 신경전달물질 및 약물 흡수에 관여하는 핵심 유기 양이온 수송체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC22A3/OCT3 Rabbit mAb
비고/별칭	EMT; EMTH; OCT3; SLC22A3/OCT3
종	인간
GeneID (인간)	6581
GeneID	6581
면역원	인간 SLC22A3/OCT3(O75751)의 아미노산 301-450에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75751
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백