


Wb, If/Icc, Elisa용 항Slc22A5 (Octn2) 토끼 다클론 항체 - O76082

품목 번호: CM0021871



소개

고친화성 카르니틴 수송체인 SLC22A5 (OCTN2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA로 검증되었습니다. 카르니틴 대사, 장 항상성 및 원발성 카르니틴 결핍 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC22A5 토끼 pAb
비고/별칭	CDSP; OCTN2; SLC22A5
종	사람
유전자 ID (사람)	6584
유전자 ID	6584
면역원	사람 SLC22A5 (NP_003051.1)의 아미노산 430-529번을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	O76082
단백질 분자량	63kDa
배송 방법	아이스 팩