

Wb 및 Elisa용 항Slc22A6 토끼 다클론 항체 - Q4U2R8

품목 번호: CM0019377



소개

인간 SLC22A6(OAT1) 유기 음이온 수송체에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 인간과 쥐에 교차 반응성이 있습니다. 신장 약물 수송체 및 약동학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC22A6 토끼 pAb
비고/별칭	OAT1; PAHT; HOAT1; ROAT1; SLC22A6
종	인간
유전자 ID (인간)	9356
유전자 ID	9356
면역원	인간 SLC22A6 (NP_004781.2)의 아미노산 31-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q4U2R8
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백