

Wb, Elisa용 Anti-Slc23A2 폴리클론항체 - Q9Ugh3

품목 번호: CM0031031

소개

인간 SLC23A2(SVCT2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스에서 검출됩니다. 아스코르베이트 수송 및 나트륨 의존성 비타민 C 흡수 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC23A2 Rabbit pAb
비고/별칭	NBTL1; SVCT2; YSPL2; SLC23A1
종	인간
GeneID (Human)	9962
GeneID	9962
면역원	인간 SLC23A2 (NP_005107.4)의 아미노산 551-650 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UGH3
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스팩