

Wb 및 Elisa용 Anti-Slc24A4 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Nff2

품목 번호: CM0023738

소개

SLC24A4(NCKX4)를 표적으로 하는 Rabbit polyclonal antibody로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 칼슘 수송, 후각, 범랑질 형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC24A4 Rabbit pAb
비고/별칭	AI2A5; NCKX4; SHEP6; SLC24A2; SLC24A4
종	인간
GeneID	123041
면역원	인간 SLC24A4 (NP_705932.2)의 아미노산 200-300에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NFF2
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백