

Wb, Elisa용 Anti-Slc25A1 다클론 항체 - P53007

품목 번호: CM0022308

소개

인간 SLC25A1(미토콘드리아 시트르산 수송체)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 마우스와 랫드에도 교차 반응합니다. 대사 및 암 연구 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC25A1 토끼 pAb
비고/별칭	SLC25A1; CTP; D2L2AD; SEA; SLC20A3; 용질 운반체 패밀리 25 구성원 1
종	인간
GeneID (인간)	6576
GeneID	6576
면역원	합성 펩타이드 인간 SLC25A1(NP_005975.1)의 아미노산 14-124 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P53007
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩