

Anti-Slc25A1 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P53007

품목 번호: CM0018257

소개

인체 SLC25A1에 대한 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 쥐(Rat)의 내인성 SLC25A1 수준을 검출합니다. 미토콘드리아 시트르산 수송 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC25A1 토끼 pAb
비고/별칭	CIC; CTP; SEA; CMS23; D2L2AD; SLC20A3; SLC25A1
종	인간
GeneID (인간)	6576
GeneID	6576
면역원	인간 SLC25A1의 아미노산 1-311에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질 (NP_005975.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(Rat)
SWISS	P53007
단백질 중량	34kDa
배송	아이스팩