

Wb, Elisa용 Anti-Slc25A11 다클론 항체 - Q02978

품목 번호: CM0021204

소개

SLC25A11(미토콘드리아 2-옥소글루타레이트/말산 운반체)을 표적으로 하는 연구용 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 생쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 대사 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC25A11 토끼 pAb
비고/별칭	OGC, PGL6, SLC20A4, SLC25A11
종	인간
유전자 ID (인간)	8402
유전자 ID	8402
면역원	인간 SLC25A11 (NP_003553.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q02978
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스백