

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Slc25A11 폴리클로날 항체 - Q02978

품목 번호: CM0028836

소개

SLC25A11(OGC)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 미토콘드리아 2-옥소글루타르산/말산 운반체 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC25A11 Rabbit pAb
비고/별칭	OGC; PGL6; SLC20A4; SLC25A11
종	인간
GeneID (Human)	8402
GeneID	8402
면역원	인간 SLC25A11 (NP_003553.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q02978
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백