


Wb, Elisa용 항-Slc25A12 다클론 항체 - O75746

품목 번호: CM0016736



소개

인간 SLC25A12에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 미토콘드리아 아스파르테이트/글루타메이트 수송 및 대사 서클 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SLC25A12 토끼 pAb
비고/별칭	AGC1; DEE39; ARALAR; EIEE39; SLC25A12
종	인간
유전자 ID (인간)	8604
유전자 ID	8604
면역원	인간 SLC25A12 (NP_003696.2)의 아미노산 1-180번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75746
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스백