


Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa용 항Slc25A12 토끼 단클론 항체 - O75746

품목 번호: CM0002751



소개

미토콘드리아 아스파르테이트/글루타메이트 항수송체인 인간 SLC25A12를 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, IP 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 수송 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC25A12 토끼 mAb
비고/별칭	AGC1; DEE39; ARALAR; EIEE39; SLC25A12
종	인간
유전자 ID (인간)	8604
유전자 ID	8604
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75746
단백질 분자량	75 kDa
배송	아이스백