

Anti-Slc25A13 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa 용) - Q9Ujs0

품목 번호: CM0016336



소개

사람, 쥐, 랫트 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-SLC25A13 폴리클로날 항체입니다. 미토콘드리아 아스파테이트/글루타메이트 항운반체 및 시트린 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC25A13 Rabbit pAb
비고/별칭	CTLN2; NICCD; CITRIN; ARALAR2; SLC25A13
종	사람
유전자 ID (사람)	10165
면역원	사람 SLC25A13 (NP_001153682.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	Q9UJS0
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스백