

Anti-Slc25A13/Citrin Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujs0

품목 번호: CM0004175



소개

인간 SLC25A13/citrin (SWISS: Q9UJS0)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 미토콘드리아 수송 및 대사 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC25A13/Citrin Rabbit mAb
비고/별칭	SLC25A13; ARALAR2; CITRIN; CTLN2; solute carrier family 25 member 13; SLC25A13/Citrin
종	인간(Human)
GeneID	10165
면역원	인간 SLC25A13/Citrin (NP_055066.1)의 아미노산 1-300에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UJS0
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스팩