

Wb, Elisa용 항Slc25A14 토끼 다클론 항체 - O95258

품목 번호: CM0017397

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 SLC25A14 (UCP5/BMCP1) 토끼 다클론 항체. 사람, 마우스, 쥐에서 반응합니다. 미토콘드리아 운반체 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	SLC25A14 토끼 pAb
비고/별칭	UCP5; BMCP1; SLC25A14
종	사람
GeneID	9016
면역원	사람 SLC25A14 (NP_001269124.1)의 아미노산 25-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	O95258
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백