

Wb 및 Elisa용 Anti-Slc25A16 토끼 다클로날 항체 - P16260

품목 번호: CM0021763

소개

그레이브스병(Graves disease)과 관련된 미토콘드리아 코엔자임 A 수송체인 SLC25A16을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 사람, 마우스, 랫트와 교차 반응성을 가집니다. 미토콘드리아 및 자가면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC25A16 Rabbit pAb
비고/별칭	GDA; GDC; ML7; hML7; HGT.1; D10S105E; SLC25A16
종(Species)	사람(Human)
GeneID	8034
면역원(Immunogen)	사람 SLC25A16 (NP_689920.1)의 아미노산 200-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P16260
단백질 분자량	36kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)