

Anti-Slc25A17 폴리클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - O43808

품목 번호: CM0014372

소개

인간 SLC25A17(PMP34)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA 응용에 대해 검증됨. 인간 및 마우스의 과산화소체 보조인자 수송체인 SLC25A17을 검출합니다. 과산화소체 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC25A17 토끼 pAb
비고/별칭	PMP34; SLC25A17
종	인간
GeneID	10478
면역원	인간 SLC25A17 (NP_006349.1)의 아미노산 150-250에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O43808
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백