

Anti-Slc25A19 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc21

품목 번호: CM0016781

소개

인간 SLC25A19(미토콘드리아 티아민 피로인산 운반체)에 대한 토끼 다클로널 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 운반 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC25A19 Rabbit pAb
비고/별칭	DNC; TPC; MUP1; MCPHA; MTPPT; THMD3; THMD4; SLC25A19
종(Species)	Human
GeneID	60386
면역원(Immunogen)	인간 SLC25A19 (NP_068380.3)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q9HC21
단백질 분자량	36kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)