

Wb, Elisa용 Anti-Slc25A20 다클론 항체 - O43772

품목 번호: CM0013411

소개

미토콘드리아 카르니틴/아실카르니틴 운반체(CACT)인 인간 SLC25A20을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC25A20 Rabbit pAb
비고/별칭	CAC; CACT; SLC25A20
종	인간
GeneID	788
면역원	합성 펩타이드 인간 SLC25A20(NP_000378.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O43772
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩