

Wb, If/Icc, Elisa용 항Slc25A20 토끼 다클론 항체 - O43772

품목 번호: CM0028145

소개

인간 및 쥐에서 WB, IF/ICC, ELISA로 검증된
SLC25A20(CAC/CACT)에 대한 토끼 다클론 항체.
지방산 산화에 필수적인 미토콘드리아
카르니틴/아실카르니틴 운반체를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC25A20 토끼 pAb
비고/별칭	CAC; CACT; SLC25A20
종	인간
유전자 ID (인간)	788
유전자 ID	788
면역원	인간 SLC25A20 (NP_000378.1)의 아미노산 1-301 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	O43772
단백질 분자량	33kDa
배송 방식	아이스 팩