

Anti-Slc25A21 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9Bqt8

품목 번호: CM0022132

소개

Western blot, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 SLC25A21 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 쥐 미토콘드리아 2-옥소디카르복실산 운반체(ODC), 33kDa를 검출합니다. 대사 운반 및 라이신 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC25A21 Rabbit pAb
비고/별칭	ODC; ODC1; MTDPS18; SLC25A21
종(Species)	Human
GeneID (Human)	89874
GeneID	89874
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 (인간 SLC25A21 (NP_085134.1)의 아미노산 148-247 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드)
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Rat
SWISS	Q9BQT8
단백질 분자량	33kDa
배송(Shipping)	아이스 박스