

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Slc25A23 다클론 항체 - Q9Bv35

품목 번호: CM0015715

소개

아데닌 뉴클레오타이드 풀과 칼슘 흡수를 조절하는 미토콘드리아 ATP-Mg/Pi 운반체인 SLC25A23에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA 용도로 검증되었으며, 분자량은 52 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC25A23 토끼 pAb
비고/별칭	APC2; MCSC2; SCAMC3; SCaMC-3; SLC25A23
종	인간
유전자 ID (인간)	79085
면역원	인간 SLC25A23(NP_077008.2)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BV35
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스팩