

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Slc25A24 다클론 항체 - Q6Nuk1

품목 번호: CM0016563



소개

WB, IF/ICC, ELISA 검증을 완료한 SLC25A24 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 ATP-Mg/Pi 운반체 SCaMC-1(53 kDa)을 표적합니다. 미토콘드리아 뉴클레오타이드 수송 및 칼슘 항상성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC25A24 Rabbit pAb
비고/별칭	APC1; SCAMC1; SCaMC-1; SLC25A24
종	인간
GeneID (인간)	29957
GeneID	29957
면역원	제조합 단백질[인간 SLC25A24(NP_037518.3)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q6NUK1
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백