

Wb 및 Elisa용 항-Slc25A26 토끼 다클론 항체 - Q70Hw3

품목 번호: CM0020841

소개

인간 SLC25A26에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 메틸화 및 수송 연구를 위해 미토콘드리아 S-아데노실메티오닌 운반 단백질을 표적으로 합니다. 분자량: 29 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC25A26 토끼 pAb
비고/별칭	SAMC; COXPD28; SLC25A26
종	인간
유전자ID	115286
면역원	인간 SLC25A26 (NP_775742.4)의 아미노산 105-185에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q70HW3
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백