

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Slc25A27 다클론 항체 - O95847

품목 번호: CM0013329

소개

인간 SLC25A27(UCP4)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 탈커플링 및 대사 스트레스 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC25A27 토끼 pAb
비고/별칭	UCP4; SLC25A27
종	인간
유전자ID (인간)	9481
유전자ID	9481
면역원	합성 펩타이드 인간 SLC25A27 (NP_004268.3)의 아미노산 201-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O95847
단백질 분자량	36kDa
배송 방식	아이스백